

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Numune Alma	Kod: SOP-KK-01 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Kalite Kontrol	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

Ham madde, ambalaj malzemesi, ara ürün ve bitmiş ürünlerden, ilgili seriyi temsil eden numunelerin tanımlı yöntem, ekipman ve miktarlarla alınmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Tesise giren, tesiste işlenen ve tesisten çıkan tüm materyal ve ürünler.

3. SORUMLULAR

- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Prosedürü yürütür, kabul/ret kararını bağımsız verir
- KK Personeli: Numune alma ve kayıt işlemlerini yapar
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai onayı verir ve kayıtları denetler

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-KK-02 Ham Madde Kabul ve Giriş Kontrolü
- SOP-KK-07 Proses İçi Kontrol Numuneleri
- SOP-KK-10 Şahit (Raf) Numune Saklama
- SOP-TE-01 Ekipman Temizleme ve Sanitizasyon

5. PROSEDÜR

5.1. Numune Alma Alanı

- Numune alma, bu amaç için tanımlanmış ve işaretlenmiş alanda yapılır
- Alan, üretim alanı ile aynı havalandırma ve kıyafet koşullarına tabidir
- Her numune alma işlemi öncesi ve sonrası yüzey temizlenir

5.2. Numune Alma Yöntemi

- Numune, materyalin tamamını temsil edecek şekilde alınır
- Dökme malzemeden farklı noktalardan (üst-orta-alt) alınıp birleştirilir
- Sıvı malzemede numune alma öncesi homojenizasyon sağlanır
- Bir teslimat birden fazla seriden oluşuyorsa HER SERİ İÇİN AYRI numune alınır ve numune alınan kaplar tanımlanır

5.3. Numune Alma Ekipmanı

- Paslanmaz çelik veya inert malzemeden numune kaşığı/sondası kullanılır
- Ekipman her kullanım öncesi ve sonrası temizlenir ve kurutulur
- Farklı materyaller için ayrı ekipman veya tam temizlik uygulanır

5.4. Numune Miktarları

Materyal	Analiz Numunesi	Şahit Numune	Saklama
Kenevir ham maddesi (kurutulmuş)	≥ 100 g	≥ 100 g	1 yıl
Etanol / heptan (çözücü)	≥ 250 mL	≥ 250 mL	1 yıl
İç ambalaj malzemesi	≥ 5 adet	≥ 5 adet	1 yıl
Ara ürün (proses içi)	3–10 g / mL	—	—
Bitmiş ürün — distilat	≥ 10 g	Tam ambalajlı 1 adet	SKT + 1 yıl

Bitmiş ürün — izolat	≥ 10 g	Tam ambalajlı 1 adet	SKT + 1 yıl
----------------------	--------	----------------------	-------------

5.5. Numune Kabı ve Etiketleme

- Numune kabı temiz, kuru, inert ve ağzı sızdırmaz olmalıdır
- Etiket üzerinde bulunması zorunlu bilgiler: kabın içeriği, numunenin alındığı parti/seri/lot numarası, numune alma tarihi, numunenin hangi kaplardan alındığı
- Ek olarak numuneyi alan personelin adı ve parafı yer alır

 Etiketi eksik veya okunaksız hiçbir numune analize kabul edilemez; numune alma işlemi tekrarlanır.

5.6. Numune Saklama ve Teslim

- Numune, materyalin saklama koşullarına uygun ortamda muhafaza edilir
- Numune KK'ya tutanakla teslim edilir; teslim eden ve alan paraflar
- Dış laboratuvara gönderilecek numuneler soğuk zincir gerekiyorsa uygun koşullarda sevk edilir (SOP-KK-05)

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-KK-01	Numune Alma Kaydı ve Etiketi	KK Personeli	5 yıl
FRM-KK-02	Numune Teslim Tutanağı	KG-KK Sorumlusu	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Ham Madde Kabul ve Giriş Kalite Kontrolü	Kod: SOP-KK-02 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Kalite Kontrol	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

Tesise gelen ham maddelerin yalnızca onaylı tedarikçilerden temin edilmesini, teslimat kontrollerinin yapılmasını, karantinaya alınmasını ve analiz sonucu uygun bulunmadan üretime verilmemesini sağlamak.

2. KAPSAM

Kenevir ham maddesi, çözücüler (etanol, heptan), CO₂ ve tüm yardımcı maddeler.

3. SORUMLULAR

- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Prosedürü yürütür, kabul/ret kararını bağımsız verir
- KK Personeli: Numune alma ve kayıt işlemlerini yapar
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai onayı verir ve kayıtları denetler
- Depo Sorumlusu: Fiziki kabul, karantina yerleşimi ve etiketlemeyi yapar

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-KK-01 Numune Alma
- SOP-KG-08 Tedarikçi Değerlendirme ve Onay
- SOP-DE-01 Ham Madde ve Ambalaj Malzemesi Depolama
- SOP-ÜR-18 Hasat Sonrası İşlemler ve Kurutulmuş Kenevir Kabulü

5. PROSEDÜR

5.1. Tedarikçi Kontrolü

- Ham madde yalnızca onaylı tedarikçi listesindeki firmalardan satın alınır
- Her teslimatta kabul kriterlerini karşıladığına dair kanıtlayıcı belgeler aranır: teknik spesifikasyon, analiz sertifikası, uygunluk beyanı
- Onaylı listede olmayan tedarikçiden gelen sevkiyat kabul edilmez

5.2. Teslimat Kontrolleri

- Ambalaj bütünlüğü kontrol edilir
- Ambalajın kapalı olup olmadığı doğrulanır
- Teslimat fişi ile etiket bilgileri arasındaki uyum karşılaştırılır
- Bulaşma veya hasar belirtisi olup olmadığı incelenir
- Tüm kontroller kayıt altına alınır

5.3. Etiket Kontrolü

Kurutulmuş kenevir ve yaş kenevir için aranan etiket/QR bilgileri SOP-ÜR-18'de tanımlanmıştır. Çözücü ve yardımcı maddelerde ürün adı, lot no, üretim ve son kullanma tarihi, üretici bilgisi ve güvenlik bilgileri aranır.

5.4. Karantina

- Kabul edilen ham madde, KK onayı verilene kadar karantina bölgesinde bekletilir
- Karantina alanı fiziksel olarak ayrılmış ve "KARANTİNA" işaretiyle tanımlanmıştır
- Karantina etiketi her ambalaja iliştilir: materyal adı, lot no, giriş tarihi, statü
- Kannabinoid içeren ham madde kilitli alanda karantinaya alınır (SOP-ÜR-17)



Karantina statüsündeki hiçbir ham madde üretime verilemez. Statü değişimi yalnızca KG-KK Sorumlusunun yazılı kararı ile yapılır.

5.5. Numune Alma ve Analiz

- Numune SOP-KK-01'e göre alınır; teslimat birden fazla seriden oluşuyorsa her seri ayrı numunelenir
- Kenevir ham maddesi için zorunlu analizler akredite laboratuvara gönderilir (SOP-KK-05)

- Analiz sonuçları spesifikasyonlarla karşılaştırılır (SOP-KK-04)

5.6. Kabul veya Ret Kararı

- Sonuç uygunsa statü "SERBEST"e çevrilir ve yeşil kabul etiketi asılır
- Sonuç uygun değilse SOP-KK-09 kapsamında ret statüsüne alınır
- Karar, tarih ve gerekçe ile birlikte kayda geçirilir
- Kabul kararı yalnızca KG-KK Sorumlusu tarafından verilir; üretim birimi bu karara müdahale edemez

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-KK-03	Ham Madde Kabul ve Giriş Kontrol Formu	KG-KK Sorumlusu	5 yıl
FRM-KK-04	Karantina / Serbest / Ret Statü Etiketi	KG-KK Sorumlusu	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Ambalaj Malzemesi Kabul ve Kontrolü	Kod: SOP-KK-03 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Kalite Kontrol	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

İç ve dış ambalaj malzemelerinin spesifikasyonlara uygunluğunun kontrol edilmesini, uygunsuz malzemenin iadesini ve basılı ambalaj malzemesinin güvenli saklanması sağlamak.

2. KAPSAM

Tüm iç ambalaj (primer), dış ambalaj (sekonder) malzemeleri ve basılı etiketler.

3. SORUMLULAR

- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Prosedürü yürütür, kabul/ret kararını bağımsız verir
- KK Personeli: Numune alma ve kayıt işlemlerini yapar
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai onayı verir ve kayıtları denetler
- Depo Sorumlusu: Basılı ambalaj malzemesinin kilitli saklanması sağlar

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-KK-01 Numune Alma
- SOP-ÜR-12 Ambalajlama ve Etiketleme
- SPEC-01 Ambalaj Spesifikasyonu
- SOP-KG-08 Tedarikçi Değerlendirme

5. PROSEDÜR

5.1. İç Ambalaj Malzemesi

- İç ambalaj malzemeleri numune alma, kalite kontrol ve kullanım aşamalarında HAM MADDELERLE AYNİ muameleye tabidir
- Karantinaya alınır, numunelenir ve KK onayı olmadan kullanılmaz
- Gıda/farma uyumluluk belgesi ve migrasyon uygunluğu aranır

5.2. Kontrol Kalemleri

- Spesifikasyona uygunluk (boyut, kalınlık, malzeme cinsi, renk)
- Fiziksel bütünlük — delik, çatlak, deformasyon yok
- Temizlik ve yabancı madde yok
- Vakumlanabilirlik (iç ambalaj için)
- Işık geçirmezlik (dış ambalaj için)
- Basılı etiketlerde metin doğruluğu, okunabilirlik ve QR kod işlevliliği

5.3. Uygunsuz Malzeme

- Bozuk veya spesifikasyon dışı malzeme ret statüsüne alınır
- İade işlemi SOP-KG-08 kapsamında tedarikçiye bildirilerek yürütülür
- İade edilen miktar, gerekçe ve belge numarası kayıt altına alınır

5.4. Basılı Ambalaj Malzemesi Güvenliği

- Basılı ambalaj malzemeleri ve etiketler kilitli, yetkisiz erişime kapalı dolapta saklanır
- Kesilmiş etiketlerin saklanması ve taşınması sırasında karışmayı önleyecek ayrı bölmeler kullanılır
- Etiket giriş-çıkışı sayım esasına göre kaydedilir
- Teslim, iade ve imha adetleri mutabakatlanır (SOP-ÜR-12)

 İki farklı ürüne ait basılı etiket aynı bölmede saklanamaz.

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-KK-05	Ambalaj Malzemesi Kabul Kontrol Formu	KG-KK Sorumlusu	5 yıl
FRM-KK-06	Basılı Etiket Stok ve Hareket Kaydı	Depo Sorumlusu	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Analiz Yöntemleri, Spesifikasyonlar ve Kabul Kriterleri	Kod: SOP-KK-04 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Kalite Kontrol	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

Ham madde, ara ürün ve bitmiş ürünler için spesifikasyonların, uygulanacak analiz yöntemlerinin ve kabul kriterlerinin tanımlanması ve onaylanmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Tesiste kullanılan ve üretilen tüm materyal ve ürünler.

3. SORUMLULAR

- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Prosedürü yürütür, kabul/ret kararını bağımsız verir
- KK Personeli: Numune alma ve kayıt işlemlerini yapar
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai onayı verir ve kayıtları denetler

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-KK-05 Akredite Laboratuvar Yönetimi
- SOP-KK-08 Bitmiş Ürün Analizi
- SOP-KG-05 Değişiklik Kontrolü
- SPEC-02 Ara Ürün Spesifikasyonları
- SPEC-03 Bitmiş Ürün Spesifikasyonları

5. PROSEDÜR

5.1. Kenevir Ham Maddesi — Zorunlu Analizler

- THC oranı analizi
- CBD oranı analizi
- Kannabinoid profili analizi
- Ağır metal analizi
- Pestisit kalıntı analizi
- Yabancı madde analizi
- Nem tayini veya su aktivitesi analizi
- Mikotoksin analizi
- Mikrobiyolojik analiz
- Terpen profili analizi (uygulanması hâlinde)
- Organik çözücü kalıntı analizleri (uygulanması hâlinde)

5.2. Bitmiş Ürün Kabul Kriterleri

Ürün	Parametre	Kabul Kriteri
CBD Distilat	Toplam CBD	≥ %80
CBD Distilat	Δ9-THC	≤ %0,3
CBD Distilat	Kalıntı çözücü (etanol)	≤ 5.000 ppm
CBD İzolat	CBD saflığı	≥ %99,0
CBD İzolat	Δ9-THC	≤ %0,3

CBD İzolat	Kalıntı çözücü (heptan)	≤ 5.000 ppm
CBD İzolat	Görünüm	Beyaz / kırık beyaz kristal toz
Her ikisi	Ağır metal	Spesifikasyon içinde
Her ikisi	Mikrobiyolojik yük	Spesifikasyon içinde

⚠ Kenevirden elde edilen destek ürünlerinde kullanılacak bileşenlerde $\Delta 9$ -THC oranı %0,3 üst sınırını aşamaz. Bu sınırı aşan hiçbir bileşen üretimde kullanılamaz ve serbest bırakılamaz.

5.3. Analiz Yöntemleri

- Tüm analizler doğrulanmış ve standardize edilmiş analitik yöntemlerle yapılır
- Yöntemler akredite laboratuvarın akreditasyon kapsamında yer almalıdır
- Yöntem değişiklikleri SOP-KG-05 kapsamında değişiklik kontrolüne tabidir

5.4. Spesifikasyonların Gözden Geçirilmesi

- Spesifikasyonlar en az yılda bir kez gözden geçirilir
- Mevzuat değişikliğinde derhal güncellenir
- Güncellemeler revizyon numarası ve gerekçesiyle kaydedilir (SOP-KG-01)

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-KK-07	Spesifikasyon Gözden Geçirme Kaydı	KG-KK Sorumlusu	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/..../2026	Tarih:/..../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Akredite Laboratuvar Yönetimi (TSE ISO/IEC 17025)		Kod: SOP-KK-05 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026	
Hazırlayan	İrem ERÇELİK		Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN	
Birim	Kalite Kontrol		Revizyon Tarihi	—	

1. AMAÇ

Zorunlu analizlerin TSE ISO/IEC 17025 standardını haiz akredite ve bağımsız laboratuvarlarda yaptırılmasını; numune sevkini, sonuç takibinin ve rapor arşivinin düzenli yürütülmesini sağlamak.

2. KAPSAM

Ham madde, ara ürün ve bitmiş ürünlere ait tüm dış laboratuvar analizleri.

3. SORUMLULAR

- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Prosedürü yürütür, kabul/ret kararını bağımsız verir
- KK Personeli: Numune alma ve kayıt işlemlerini yapar
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai onayı verir ve kayıtları denetler

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-KK-01 Numune Alma
- SOP-KK-04 Analiz Yöntemleri ve Kabul Kriterleri
- SOP-KG-09 Fason Hizmet Yönetimi
- SOP-ÜR-16 BÜTS Bildirimleri

5. PROSEDÜR

5.1. Laboratuvar Seçimi

- Laboratuvarın TSE ISO/IEC 17025 akreditasyon belgesi ve kapsam listesi temin edilir
- Talep edilen her analiz parametresinin akreditasyon kapsamında yer aldığı doğrulanır
- Laboratuvar, üreticiden bağımsız olmalıdır
- Akreditasyon belgesinin geçerlilik tarihi izlenir ve süresi dolmadan yenisi alınır
- Laboratuvarla yazılı fason hizmet sözleşmesi imzalanır (SOP-KG-09)

⚠ Akreditasyon kapsamı dışında yapılan bir analiz geçersizdir. Sonuç raporunda akreditasyon kapsamı işareti bulunmayan parametreler kabul edilmez.

5.2. Zorunlu Analiz Seti (Kenevir Bileşenleri)

- THC oranı analizi
- CBD oranı analizi
- Kannabinoid profili analizi
- Ağır metal analizi
- Pestisit kalıntı analizi
- Yabancı madde analizi
- Nem tayini veya su aktivitesi analizi
- Mikotoksin analizi
- Mikrobiyolojik analiz
- Terpen profili analizi (uygulanması hâlinde)
- Organik çözücü kalıntı analizleri (uygulanması hâlinde)

5.3. Numune Sevki

- Numune SOP-KK-01'e göre alınır ve etiketlenir
- Analiz talep formu doldurulur: numune kimliği, seri no, istenen parametreler, yöntem, talep tarihi
- Numune, bütünlüğü ve kimliği korunacak şekilde sevk edilir
- Sevk tarihi, kargo/teslim referansı ve teslim alan bilgisi kaydedilir

5.4. Sonuçların Değerlendirilmesi

- Gelen rapor spesifikasyonlarla karşılaştırılır (SOP-KK-04)
- Rapor üzerinde laboratuvar adı, akreditasyon no, numune kimliği, yöntem ve sonuç bulunmalıdır
- Sonuçlar KK personeli ve KG-KK Sorumlusu tarafından onaylanır ve imzalanır
- Uygunsuz sonuçlar SOP-KK-09 kapsamında işleme alınır

5.5. Kayıt ve Bildirim

- Analiz raporları seri dosyasına eklenir ve en az 5 yıl saklanır
- Kenevir bileşenlerine ait analiz kayıtları ve raporları BÜTS kapsamında kayıt altına alınır (SOP-ÜR-16)
- Talep hâlinde Kuruma ibraz edilmek üzere erişilebilir tutulur

⚠ Kurutulmuş kenevir bileşenlerinin sevkiyatı yapılmadan önce zorunlu analizlerin tamamlanmış ve uygun bulunmuş olması zorunludur.

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-KK-08	Analiz Talep ve Numune Sevk Formu	KG-KK Sorumlusu	5 yıl
FRM-KK-09	Analiz Sonuç Değerlendirme Kaydı	KG-KK Sorumlusu	5 yıl
FRM-KK-10	Akredite Laboratuvar Takip Listesi	KG-KK Sorumlusu	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Reaktif, Çözelti ve Referans Standart Yönetimi		Kod: SOP-KK-06 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026	
Hazırlayan	İrem ERÇELİK		Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN	
Birim	Kalite Kontrol		Revizyon Tarihi	—	

1. AMAÇ

Kalite kontrol laboratuvarında kullanılan reaktif, çözelti ve referans standartların yazılı prosedürlere uygun hazırlanmasını, etiketlenmesini ve uygun koşullarda saklanmasını sağlamak.

2. KAPSAM

KK laboratuvarındaki tüm reaktif, çözelti, referans standart ve kimyasallar.

3. SORUMLULAR

- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Prosedürü yürütür, kabul/ret kararını bağımsız verir
- KK Personeli: Numune alma ve kayıt işlemlerini yapar
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai onayı verir ve kayıtları denetler

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-TE-09 Sıcaklık ve Nem İzleme
- SOP-TE-10 Dezenfektan ve Kimyasal Madde Yönetimi
- SOP-TE-07 Atık Yönetimi

5. PROSEDÜR

5.1. Hazırlama

- Her çözelti yazılı hazırlama talimatına göre hazırlanır
- Hazırlamada kullanılan tartım ve ölçüm cihazları kalibre olmalıdır
- Hazırlama işlemi kayıt altına alınır: içerik, miktar, hazırlama tarihi, hazırlayan

5.2. Etiketleme

Reaktif, çözelti ve kimyasalların üzerinde en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

- İçerik bilgisi ve konsantrasyon
- Hazırlanma tarihi
- Son kullanma tarihi veya tekrar test tarihi (uygulanabilir ise)
- Hazırlayan personelin adı ve imzası

⚠ Etiketsiz veya süresi dolmuş hiçbir reaktif veya çözelti analizde kullanılamaz; tespit edilenler imha edilir ve kayda geçirilir.

5.3. Saklama

- Reaktif ve çözeltiler, belirlenen saklama koşullarında muhafaza edilir
- Saklama alanının sıcaklık ve nem değerleri izlenir ve kaydedilir (SOP-TE-09)
- Parlayıcı ve uçucu kimyasallar havalandırılmalı ve yangın önlemi alınmış dolapta saklanır
- Güvenlik bilgi formları (MSDS) laboratuvarda erişilebilir tutulur

5.4. Referans Standartlar

- Referans standartların sertifikası ve izlenebilirlik bilgisi dosyalanır
- Son kullanma tarihi ve saklama koşulu takip edilir
- Kullanım kayıtları tutulur (açılış tarihi, kullanılan miktar)

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-KK-11	Reaktif ve Çözelti Hazırlama Kaydı	KK Personeli	5 yıl
FRM-KK-12	Referans Standart Takip Kaydı	KG-KK Sorumlusu	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Proses İçi Kontrol Numuneleri	Kod: SOP-KK-07 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Kalite Kontrol	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

Üretim sırasında alınan proses içi numunelerin doğru noktalarda, doğru miktarda alınmasını ve sonuçların proses kararlarına zamanında yansıtılmasını sağlamak.

2. KAPSAM

SOP-ÜR-03 ile SOP-ÜR-08 arasındaki tüm proses adımları.

3. SORUMLULAR

- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Prosedürü yürütür, kabul/ret kararını bağımsız verir
- KK Personeli: Numune alma ve kayıt işlemlerini yapar
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai onayı verir ve kayıtları denetler
- Üretim Sorumlusu (Yücel EKER): Numune alma noktalarında üretimi durdurur/sürdürür

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-KK-01 Numune Alma
- SOP-ÜR-09 Proses İçi Kontroller ve Kabul Kriterleri
- SOP-KG-04 Sapma ve Uygunsuzluk Yönetimi

5. PROSEDÜR

5.1. Numune Alma Noktaları

Proses Adımı	Numune	Miktar	Analiz Parametresi
Ekstraksiyon — 3. saat	Ara ekstrakt	5 mL	Görsel kontrol
Vinterizasyon — filtrasyon sonrası	Filtrat	10 mL	Berraklık, kannabinoid
Etanol geri kazanım — sonrası	Konsantre	5 g	Kalıntı etanol
Dekarboksilasyon — 0/30/60/90 dk	Reaktör içeriği	3 g	CBDa / CBD
Distilasyon — ana fraksiyon	Distilat	10 g	Toplam CBD, Δ9-THC
Kristalizasyon — kurutma sonrası	İzolat	10 g	Safılık, kalıntı heptan

5.2. Yürütme

- Numune, proses durdurulmadan veya kısa duraklamayla alınır
- Numune kabı derhal etiketlenir (SOP-KK-01)
- Numune KK'ya teslim edilir; sonuç beklenen proses adımı için üretim bekletilir
- Sonuç ve karar proses içi kontrol kaydına işlenir

5.3. Kriter Dışı Sonuç

- Proses adımı durdurulur ve batch karantinaya alınır

- Sapma kaydı açılır (SOP-KG-04)
- Yeniden işleme kararı yalnızca Mesul Müdür onayı ile verilir

5.4. Numune İmhası

- Analiz sonrası kalan proses içi numuneler fire olarak kaydedilir (SOP-ÜR-15)
- Kannabinoid içeren numuneler kilitli alanda imhaya kadar bekletilir

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-KK-13	Proses İçi Numune Takip Kaydı	KK Personeli	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Bitmiş Ürün Analizi ve KK Serbest Bırakma Kararı	Kod: SOP-KK-08 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Kalite Kontrol	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

Bitmiş ürünün karantinada tutulmasını, tüm analizlerinin tamamlanmasını ve kalite kontrol serbest bırakma kararının bağımsız biçimde verilmesini sağlamak.

2. KAPSAM

Distilat ve izolat formundaki tüm bitmiş ürün serileri.

3. SORUMLULAR

- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Prosedürü yürütür, kabul/ret kararını bağımsız verir
- KK Personeli: Numune alma ve kayıt işlemlerini yapar
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai onayı verir ve kayıtları denetler
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Ürün serbest bırakma işleminin nihai sorumlusudur

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-KK-04 Analiz Yöntemleri ve Kabul Kriterleri
- SOP-KK-05 Akredite Laboratuvar Yönetimi
- SOP-KK-10 Şahit Numune Saklama
- SOP-ÜR-13 Seri Üretim Kaydı ve Ürün Serbest Bırakma

5. PROSEDÜR

5.1. Karantina

- Bitmiş ürün, KK onayı verilerek serbest bırakılıncaya kadar karantina alanında tutulur
- Karantina alanı fiziksel olarak ayrılmış ve etiketlenmiştir
- Karantina süresince ürün sevk edilemez, ambalajı açılmaz

5.2. Analiz

- Her parti/seri/lot için temsili numune alınır (SOP-KK-01)
- Numune akredite laboratuvara gönderilir (SOP-KK-05)
- Sonuçlar bitmiş ürün spesifikasyonlarıyla karşılaştırılır (SOP-KK-04)

5.3. Sonuç Onayı

- Kalite kontrol test sonuçları, testi gerçekleştiren personel VE KG-KK Sorumlusu tarafından onaylanır ve imzalanır
- Onaysız hiçbir sonuç serbest bırakma değerlendirmesine giremez

5.4. KK Serbest Bırakma Kararı

- Tüm parametrelerin spesifikasyon içinde olduğu doğrulanır
- Şahit numunenin ayrıldığı doğrulanır (SOP-KK-10)
- KK kararı verilir: KABUL / RET / EK ANALİZ GEREKLİ
- Karar bağımsız olarak verilir; üretim birimi veya diğer birimler bu karara müdahale edemez
- KK kabul kararı sonrası seri dosyası Mesul Müdür nihai onayına sunulur (SOP-ÜR-13)

⚠ Kalite kontrol serbest bırakma kararı ile Mesul Müdürün nihai serbest bırakma onayı iki ayrı adımdır. Biri diğerinin yerine geçmez.

5.5. Karar Sonrası

- Kabul edilen serinin statü etiketi "SERBEST"e çevrilir ve bitmiş ürün deposuna alınır
- Depoda stabilite verilerine bağlı sıcaklık ve nem koşullarında bekletilir; kayıtlar tutulur (SOP-TE-09)
- Reddedilen seri SOP-KK-09 kapsamında işleme alınır

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-KK-14	Bitmiş Ürün KK Serbest Bırakma Kararı Formu	KG-KK Sorumlusu	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Ret İşlemi ve Uygunsuz Materyal Yönetimi	Kod: SOP-KK-09 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Kalite Kontrol	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

Analiz veya kontrol sonucunda uygunsuz bulunan ham madde, ambalaj malzemesi, ara ürün ve bitmiş ürünlerin kullanımının engellenmesini, ret alanında muhafazasını ve mevzuata uygun bertarafını sağlamak.

2. KAPSAM

Kabul kriterlerini karşılamayan tüm materyal ve ürünler.

3. SORUMLULAR

- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Prosedürü yürütür, kabul/ret kararını bağımsız verir
- KK Personeli: Numune alma ve kayıt işlemlerini yapar
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai onayı verir ve kayıtları denetler
- Depo Sorumlusu: Ret alanının kilitli tutulmasını sağlar

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-KK-08 Bitmiş Ürün Analizi ve KK Serbest Bırakma
- SOP-ÜR-15 Fire, Kayıp ve İmha Yönetimi
- SOP-KG-03 CAPA
- SOP-KG-12 Kuruma Bildirim ve Kurumsal İletişim

5. PROSEDÜR

5.1. Ret Kararı ve Etiketleme

- Uygunsuzluk tespit edilen materyal derhal "RET" etiketiyle işaretlenir
- Etiket üzerinde materyal adı, lot/seri no, ret tarihi, ret gerekçesi ve karar veren yer alır
- Materyal girişi ve çıkışı kısıtlanmış, kilitli ret alanına alınır

5.2. Kenevir Ham Maddesinde Uygunsuzluk

- Analiz sonucunda uygunsuz bulunan kenevir ham maddesi ret statüsüne alınır
- İmha, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili mevzuatı doğrultusunda Kontrol Heyeti/Teknik Ekip nezaretinde yapılır
- Uygunsuzluğa ilişkin bulgular gecikmeksizin Kuruma bildirilir

⚠ THC veya CBD oranının belirlenen değerlerle uyumsuz bulunması hâlinde ham madde ret statüsüne alınır ve durum gecikmeksizin Kuruma bildirilir. Bu bildirim ertelenemez.

5.3. Yeniden İşleme

- Reddedilen ürünlerin yeniden işlenmesi İSTİSNAİDİR
- İzin verilebilmesi için: bitmiş ürün kalitesinin etkilenmemesi, bitmiş ürün spesifikasyonlarına uyulması ve risk değerlendirmesinin yapılmış olması gerekir
- Yeniden işleme yalnızca onaylanmış prosedüre göre ve Mesul Müdür yazılı onayı ile yapılır
- Yeniden işleme her safhada kayıt altına alınır
- Yeniden işlenmiş ürün tam analiz setine tabi tutulur

5.4. İmha

- İmha kararı verilen materyal SOP-ÜR-15 kapsamında işleme alınır
- İmha tutanağı düzenlenir ve BÜTS'e bildirilir
- Ret ve imha kayıtları en az 5 yıl saklanır

5.5. Kök Neden ve CAPA

- Her ret işlemi için kök neden analizi yapılır

- Aynı tedarikçiden tekrarlayan ret durumunda tedarikçi onayı gözden geçirilir (SOP-KG-08)
- CAPA açılır ve etkinliği izlenir (SOP-KG-03)

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-KK-15	Ret Kararı ve Uygunluk Formu	KG-KK Sorumlusu	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Şahit (Raf) Numune Saklama	Kod: SOP-KK-10 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Kalite Kontrol	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

Başlangıç maddeleri ve bitmiş ürünlerden alınan şahit numunelerin mevzuatta öngörülen süre boyunca uygun koşullarda saklanması ve süresi dolanların kayıtlı biçimde imha edilmesini sağlamak.

2. KAPSAM

Tüm başlangıç maddesi ve bitmiş ürün serileri.

3. SORUMLULAR

- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Prosedürü yürütür, kabul/ret kararını bağımsız verir
- KK Personeli: Numune alma ve kayıt işlemlerini yapar
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai onayı verir ve kayıtları denetler

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-KK-01 Numune Alma
- SOP-ÜR-15 Fire, Kayıp ve İmha Yönetimi
- SOP-ÜR-16 BÜTS Bildirimleri
- SOP-TE-09 Sıcaklık ve Nem İzleme

5. PROSEDÜR

5.1. Saklama Süreleri

Numune Tipi	Numune Özelliği	Saklama Süresi
Başlangıç maddesi	Temsili numune	Ürünün serbest bırakılmasından itibaren en az 1 yıl
Bitmiş ürün	Tam paketli (iç ve dış ambalaj dâhil) 1 adet	Ambalaj üzerindeki son kullanma tarihinden itibaren en az 1 yıl

5.2. Saklama Koşulları

- Şahit numuneler bitmiş ürünün saklama koşullarına uygun ortamda muhafaza edilir
- Saklama alanı sıcaklık ve nem açısından izlenir ve kaydedilir
- Kannabinoid içeren şahit numuneler kilitli alanda saklanır (SOP-ÜR-17)
- Şahit numune rafı ayrı olarak tanımlanır ve etiketlenir

5.3. Kayıt

- Her şahit numune için kayıt açılır: seri no, ürün adı, numune tarihi, miktar, saklama yeri, imha tarihi
- Şahit numunenin ayrıldığı, seri serbest bırakma formunda doğrulanır

⚠ Şahit numunesi ayrılmamış hiçbir seri serbest bırakılamaz.

5.4. Süresi Dolan Numunelerin İmhası

- Saklama süresi dolan numuneler kayıt altına alınarak imha edilir (SOP-ÜR-15)
- İmha işlemi BÜTS'e zamanında bildirilir (SOP-ÜR-16)
- İmha tutanağı düzenlenir ve arşivlenir

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-KK-16	Şahit Numune Kayıt ve İmha Takip Formu	KG-KK Sorumlusu	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Kalıntı Çözücü ve Kontaminasyon Kontrolü	Kod: SOP-KK-11 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Kalite Kontrol	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

Üretimde kullanılan organik çözücülerin ürün içindeki kalıntı seviyelerinin ve olası çapraz kontaminasyonun izlenmesini ve kabul limitlerinin altında tutulmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Etanol ve heptan kullanılan tüm proses adımları ile bitmiş ürünler.

3. SORUMLULAR

- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Prosedürü yürütür, kabul/ret kararını bağımsız verir
- KK Personeli: Numune alma ve kayıt işlemlerini yapar
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Nihai onayı verir ve kayıtları denetler

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- SOP-ÜR-05 Etanol Geri Kazanımı
- SOP-ÜR-08 CBD Kristalizasyonu
- SOP-TE-01 Ekipman Temizleme ve Sanitizasyon
- SOP-KG-10 Validasyon ve Kalifikasyon Ana Planı

5. PROSEDÜR

5.1. Kalıntı Çözücü Limitleri

Çözücü	Kullanıldığı Adım	Kabul Limiti	Kontrol Noktası
Etanol	Vinterizasyon / geri kazanım	≤ 5.000 ppm	Konsantre ve bitmiş ürün
Heptan	Kristalizasyon / yıkama	≤ 5.000 ppm	Kurutulmuş izolat

5.2. Kontrol Sıklığı

- Her batch için kalıntı çözücü analizi yapılır
- Limit aşımında kurutma veya evaporasyon tekrarlanır ve yeniden analiz edilir
- İki tekrardan sonra limit sağlanamazsa batch ret statüsüne alınır (SOP-KK-09)

5.3. Çapraz Kontaminasyon Kontrolü

- Ortak kullanılan ekipmanlarda kannabinoidler için temizlik validasyonu yapılır
- Temizlik sonrası swab veya durulama suyu numunesi alınarak kalıntı kontrol edilir
- Kabul kriteri temizlik validasyon raporunda tanımlanır
- Kenevir içeren ürünlerin ekipmanları tercihen yalnızca bu ürünlere tahsis edilir

⚠ Kenevir içeren ürünlerin ekipmanları diğer ürünlerin ekipmanlarından fiziksel olarak ayrılmış olmalıdır. Ortak kullanım hâlinde temizlik validasyonu olmadan üretime başlanamaz.

5.4. Kayıt

- Kalıntı çözücü sonuçları seri dosyasına eklenir
- Swab sonuçları temizlik etkinlik kaydına işlenir (SOP-TE-01)
- Limit aşımaları sapma olarak kaydedilir (SOP-KG-04)

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-KK-17	Kalıntı Çözücü Analiz Takip Kaydı	KG-KK Sorumlusu	5 yıl
FRM-KK-18	Temizlik Etkinlik (Swab) Kaydı	KK Personeli	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026

İnsitu Yeşil Teknolojiler A.Ş.		STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ Kalite Kontrol Biriminin İşleyişi ve Bağımsızlığı	Kod: SOP-KK-12 Versiyon: 01 Yürürlük: Haziran 2026
Hazırlayan	İrem ERÇELİK	Onaylayan (MM)	Salih ÖZKAN
Birim	Kalite Kontrol	Revizyon Tarihi	—

1. AMAÇ

Kalite kontrol biriminin üretimden organizasyonel ve fonksiyonel olarak bağımsız çalışmasını, laboratuvar altyapısının yeterliliğini ve karar yetkisinin korunmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Kalite kontrol birimi, laboratuvar alanı, personeli ve tüm KK faaliyetleri.

3. SORUMLULAR

- KG-KK Sorumlusu (İrem ERÇELİK): Birimi yönetir; kabul ve ret kararlarını bağımsız verir
- Mesul Müdür (Salih ÖZKAN): Bağımsızlığın korunmasını temin eder
- KK Personeli: Analiz ve kayıt işlemlerini yürütür

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- ORG-01 Organizasyon Şeması ve Personel Listesi
- GT-03 Kalite Güvence ve Kalite Kontrol Sorumlusu Görev Tanımı
- SOP-TE-09 Sıcaklık ve Nem İzleme
- SOP-KG-02 İç Denetim

5. PROSEDÜR

5.1. Organizasyonel Bağımsızlık

- Kalite kontrol birimi üretim biriminden bağımsızdır ve doğrudan Mesul Müdüre bağlıdır
- Kalite kontrol ve üretim faaliyetleri farklı kişiler tarafından yürütülür
- KG-KK Sorumlusu; başlangıç maddeleri, ambalaj malzemeleri, ara ürünler ve bitmiş ürünlerin kabul veya reddine ilişkin kararları bağımsız olarak verir
- Üretim birimi veya diğer birimler bu kararlara müdahale edemez
- Raporlama ilişkileri ORG-01'de ve görev tanımlarında yazılı olarak tanımlanmıştır

5.2. Rol Ayrımı

Kalite güvence ve kalite kontrol sorumlulukları aynı kişide birleştirilmiştir. Bu kişi üretim zincirinde hiçbir operasyonel görev üstlenmez. Görev tanımında iki rol ayrı bölümler hâlinde ve ayrı yetki listeleriyle tanımlanmıştır (GT-03). Tesis, üretim hacmi arttığında kalite kontrol sorumluluğunu ayrı bir personele devretmeyi taahhüt eder.

5.3. Laboratuvar Altyapısı

- Kalite kontrol laboratuvarı üretim alanlarından fiziksel olarak ayrıdır
- Karışma ve çapraz bulaşmayı önleyecek yeterli alan ve düzenleme sağlanmıştır
- Laboratuvarda sıcaklık ve nem ölçüm cihazı bulunur; değerler izlenir ve kaydedilir (SOP-TE-09)
- Analiz kapasitesi: numune alma, kabul kontrolü, görsel ve fiziksel kontroller, sonuç değerlendirme ve serbest bırakma kararı tesis bünyesinde yürütülür
- İnstrümental analizler TSE ISO/IEC 17025 akredite dış laboratuvarda yaptırılır (SOP-KK-05)

5.4. Kalite Kontrolün Kapsamı

- Kalite kontrol laboratuvar işlemleriyle sınırlı değildir
- Ürün kalitesiyle ilgili her türlü kararın alınmasına katılır
- Numune alma, spesifikasyonlar, test etme, dokümantasyon ve serbest bırakma prosedürlerini kapsar

6. İLGİLİ FORMLAR

Aşağıdaki formlar bu prosedürün ayrılmaz ekidir ve ayrı yayımlanan Form ve Kayıt Seti içinde yer alır. Formlar bağımsız revizyona tabidir (SOP-KG-01).

Form Kodu	Form Adı	Dolduran	Saklama
FRM-KK-19	KK Laboratuvarı Günlük İşleyiş Kaydı	KK Personeli	5 yıl

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026